



# ClearLite™ masques faciaux d'anesthésie

Une vision claire du futur 



Anesthésie ▪ Masques Faciaux d'Anesthésie

## ClearLite™ masques faciaux d'anesthésie

Une gamme de masques faciaux d'anesthésie incluant sept tailles pour répondre à l'ensemble des besoins cliniques des patients, disponible en tailles 0 nouveau-né jusqu'à 6 extra grand adulte. Grâce à sa conception anatomique de qualité supérieure, le masque ClearLite offre un niveau d'étanchéité sans précédent, sans besoin d'exercer une forte pression, réduisant ainsi le risque de gêne ou de traumatisme.

Cette étanchéité améliorée permet également au clinicien de pratiquer une ventilation manuelle optimale du patient en anesthésie ou en médecine d'urgence.

ClearLite est sans PVC ni phtalates, réduisant significativement son impact sur l'environnement. 

### Masque léger

Améliore la préhension et le confort d'utilisation pour le clinicien

### Forme anatomique

Ajustement précis quelles que soient la forme et la taille du visage. Une pression minimale est suffisante pour obtenir une étanchéité efficace et réduire les risques de traumatisme

### Corps transparent

Excellente visibilité pour surveiller les signes cliniques

### Lèvre souple non-gonflable

Offre une étanchéité efficace et confortable



### Connexion sûre et sécurisée

Offrant un masque parfaitement relié au circuit respiratoire. Le raccord conique 22mm est conforme à la norme ISO 5356

### Masque à volume réduit

Réduction de la réinhalation potentielle et des risques associés à des niveaux élevés de CO<sub>2</sub> en fin d'expiration

### Code-couleur

La lèvre, souple et confortable, est à code-couleur, permettant l'identification facile et rapide de la taille adéquate

### Réduction des déchets

Disponibles sans crochet de fixation 

### Faible impact environnemental

Sans PVC ni phtalates

 Vidéo disponible sur [be-fr.intersurgical.com](http://be-fr.intersurgical.com)



Référence	Modèle sans crochet	Description	Qté/bte
 7296000	7296001	ClearLite, masque facial d'anesthésie, taille 6, extra grand adulte, lèvre rouge, 22F	20 
 7295000	7295001	ClearLite, masque facial d'anesthésie, taille 5, grand adulte, lèvre orange, 22F	35 
 7294000	7294001	ClearLite, masque facial d'anesthésie, taille 4, adulte, lèvre verte, 22F	35 
 7293000	7293001	ClearLite, masque facial d'anesthésie, taille 3, petit adulte, lèvre jaune, 22F	35 
 7292000	7292001	ClearLite, masque facial d'anesthésie, taille 2, pédiatrique, lèvre blanche, 22F	25 
 -	7291000	ClearLite, masque facial d'anesthésie, taille 1, nourrisson, lèvre grise, sans crochet de fixation, 15M	30 
 -	7290000	ClearLite, masque facial d'anesthésie, taille 0, nouveau-né, lèvre bleue, no hook ring, 15M	40 

Faire une demande



Intersurgical Benelux B.V. Vluchtoord 28, 5406 XP, Uden, Nederland

T: +31 (0)413 243 860 F: +31 (0)413 243 869 [info@intersurgical.be](mailto:info@intersurgical.be) [be-fr.intersurgical.com](http://be-fr.intersurgical.com)



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 et ISO 14001:2015

#### Pensez-y avant d'imprimer

Economisons les ressources. Si vous devez imprimer ce document, faites-le recto verso.

IS5.31 BEFR • Issue 3 02.20