




Gamme de Thérapie par Pression Expiratoire Positive (PEP)



Oxygéno & Aérosolthérapie ▪ Kinésithérapie Respiratoire

Gamme de Thérapie PEP Intersurgical

Intersurgical propose une gamme de produits pour la délivrance d'une thérapie par pression expiratoire positive. Le concept modulaire de cette gamme de produits permet aux cliniciens de choisir parmi neuf résistances PEP à code-couleur et deux interfaces-patient. La pièce en T PEP est fournie avec un embout buccal pouvant aisément être remplacée par un masque facial si besoin. Un manomètre peut être connecté au système à l'aide du raccord de manomètre PEP (1956020) conçu pour être positionné entre la pièce en T et la résistance PEP.



Référence	Description	Qté/bte
Les résistances PEP sont conditionnées en sachet de 10 unités		
8020060	Résistance PEP 6.0mm, violet, usage patient unique	100
8020050	Résistance PEP 5.0mm, marron, usage patient unique	100
8020045	Résistance PEP 4.5mm, rouge, usage patient unique	100
8020040	Résistance PEP 4.0mm, orange, usage patient unique	100
8020035	Résistance PEP 3.5mm, vert, usage patient unique	100
8020030	Résistance PEP 3.0mm, bleu, usage patient unique	100
8020025	Résistance PEP 2.5mm, jaune, usage patient unique	100
8020020	Résistance PEP 2.0mm, blanc, usage patient unique	100
8020015	Résistance PEP 1.5mm, noir, usage patient unique	100
Pièce en T PEP, interfaces-patient et raccords		
1956013	Pièce en T PEP, port inspiratoire, 22M/15F-22M avec valve unidirectionnelle et embout buccal, usage patient unique	80
1956020	Raccord de manomètre PEP, 15M-22M/15F, embout 6mm avec tuyau, 1.3m	40
7296001	ClearLite, masque facial d'anesthésie, taille 6, extra grand adulte, lèvres rouges, sans crochet de fixation, 22F	20
7295001	ClearLite, masque facial d'anesthésie, taille 5, grand adulte, lèvres oranges, sans crochet de fixation, 22F	35
7294001	ClearLite, masque facial d'anesthésie, taille 4, moyen adulte, lèvres vertes, sans crochet de fixation, 22F	35
7293001	ClearLite, masque facial d'anesthésie, taille 3, petit adulte, lèvres jaunes, sans crochet de fixation, 22F	35
7292001	ClearLite, masque facial d'anesthésie, taille 2, enfant, lèvres blanches, sans crochet de fixation, 22F	25

[Faire une demande](#)
[Regarder la vidéo](#)

IS10.37 BEFR • Issue 3 08.21



Intersurgical Benelux B.V. Vluchttoord 28, 5406 XP, Uden, Nederland

T: +31 (0)413 243 860 F: +31 (0)413 243 869 info@intersurgical.be be-fr.intersurgical.com



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié
ISO 9001:2015, ISO 13485:2016,
ISO 14001:2015 et MDSAP

Pensez-y avant d'imprimer
Économisons les ressources.
Si vous devez imprimer ce
document, faites-le recto verso.