



Intersurgical Guedel

Nouveau ISO 5364:2016 couleurs spécifiées

Code Produit	Mesure Intersurgical	Mesure ISO	Ancienne couleur Intersurgical		Nouvelle couleur conforme ISO	
1000035 (S*)	000	3.5	Rose		Vert clair	NOUVEAU
1100050 (S*)	00	5.0	Bleu		Bleu	
1110055 (S*)	0	5.5	Gris		Gris	
1111065 (S*)	1	6.5	Blanc		Brun	NOUVEAU
1111570 (S*)	1.5	7.0	Jaune		Blanc	NOUVEAU
1112080 (S*)	2	8.0	Vert		Vert	
1113090 (S*)	3	9.0	Orange		Jaune	NOUVEAU
1114100 (S*)	4	10.0	Rouge		Rouge	
1115120 (S*)	5	12.0	Pourpre		Pourpre	

Ce changement de couleur affecte tous les Guedels d'Intersurgical, y compris les emballages en vrac.
 (S*) Ajoutez un S au numéro de code à sept chiffres pour la version stérile de ce produit, par exemple 5000000S



Mesure ISO 3.5



Mesure ISO 6.5



Mesure ISO 7.0



Mesure ISO 9.0

Les quatre tailles de guedels Intersurgical dont les couleurs ont été modifiées pour répondre à la nouvelle norme.

Comment distinguer les anciennes et les nouvelles couleurs les unes des autres

Si vous n'êtes pas sûr que votre Guedel soit conforme aux nouvelles directives de couleur ISO, comparez la couleur du Guedel et la taille ISO imprimée au début du Guedel avec le tableau ci-dessus.

Ga voor meer informatie naar www.intersurgical.be-fr/info/eendeligeguedel



Qualité, Innovation et Choix



Interagir avec nous

be-fr.intersurgical.com