



DART-Reach™


Dispositif d'atomisation muqueux laryngo-trachéal



Gestion des Voies Aériennes ▪ Pulmodyne®

DART-Reach™ dispositif d'atomisation muqueux laryngo-trachéal

Délivrez une médication rapide et efficace, en voies aériennes difficiles, avec le DART-Reach. Ce dispositif est doté d'un stylet flexible permettant une approche personnalisée et peut être utilisé dans de nombreuses procédures, comme l'intubation éveillée, l'échocardiogramme transœsophagien ou en gestion des voies aériennes difficiles.



Référence	Description	Qté/bte
REACH600	DART-Reach dispositif d'atomisation avec seringue 5ml, 218mm	25
REACH700	DART-Reach dispositif d'atomisation, 218mm	25
REACH720	DART-Reach dispositif d'atomisation, 117mm	25

DART-Reach est fabriqué par Pulmonary Inc, USA et distribué par Intersurgical Ltd

Pensez-y avant d'imprimer Économisons les ressources. Si vous devez imprimer ce document, faites-le recto verso.

IS6.23 BEFR • Issue 1 03.22



Intersurgical Benelux B.V. Vluchttoord 28, 5406 XP, Uden, Nederland

T: +31 (0)413 243 860 F: +31 (0)413 243 869 info@intersurgical.be be-fr.intersurgical.com

UK ▪ Ireland ▪ France ▪ Germany ▪ Spain ▪ Portugal ▪ Italy ▪ Benelux ▪ Sweden ▪ Denmark ▪ Lithuania ▪ Russia ▪ Czech Republic
Turkey ▪ South Africa ▪ China ▪ Japan ▪ Taiwan ▪ Philippines ▪ USA ▪ Canada ▪ Colombia ▪ Australia