



## QuadraLite™

Un masque facial d'anesthésie véritablement unique



**Anesthésie** ▪ Masques Faciaux d'Anesthésie

## QuadraLite™ masques faciaux d'anesthésie

22F

### Coque transparente

Excellente visibilité

### Forme anatomique

Ajustement précis avec un faible espace mort

### Lèvre souple

Ajustement confortable et étanche pour différentes formes de visages


### Code couleur

En correspondance avec les autres produits Intersurgical pour une sélection aisée




### Un masque d'anesthésie véritablement unique

Contrairement à un masque classique, QuadraLite n'utilise pas de bourrelet gonflable. Des techniques de moulage innovantes ont permis la combinaison de deux matériaux parfaitement adaptés pour créer un masque facial de forme anatomique avec lèvre souple étanche, procurant un ajustement confortable de qualité supérieure avec une coque transparente pour accroître la visibilité des signes cliniques.



### Quatre tailles pour tous les patients

Grâce à sa forme anatomique et la faible pression nécessaire pour obtenir l'étanchéité, la gamme QuadraLite ne contient que quatre tailles au lieu des sept traditionnelles, offrant ainsi une solution pour tous les patients.



### Le choix écologique et sécurisant

QuadraLite fait partie de la gamme de produits Intersurgical Eco, sans PVC pour un impact environnemental réduit. Les masques sont sans phtalates pour protéger le patient et un numéro de série est directement gravé sur chaque masque pour assurer la traçabilité.



En savoir plus sur QuadraLite™




[www.intersurgical.fr/info/quadralite](http://www.intersurgical.fr/info/quadralite)

▶ Vidéo disponible sur [www.intersurgical.fr](http://www.intersurgical.fr)










## Guide de comparaison de tailles

Patient	Age	Poids (Kg)	Masque classique	Masque QuadraLite™
Nouveau né	Prématuré	<2	<b>0</b>	 Réf: 7191000
	A terme	2-4		
Nourrisson	3 mois	6	<b>1</b>	
	6 mois	8		
	9 mois	9		
Enfant	1 an	10	<b>2</b>	
	2 ans	12		
	3 ans	14		
	4 ans	16		
	5 ans	18		
Petit adulte	6 ans	20	<b>3</b>	 Réf: 7193000
	7 ans	23		
	8 ans	26		
	9 ans	28		
	10 ans	32		
	11 ans	35		
	12 ans	39		
Moyen adulte	13 ans	44	<b>4</b>	
	14 ans	50		
	15 ans	54		
	16 ans	58		
Grand adulte	16 ans et +	60-120	<b>5</b>	 Réf: 7194000
Extra grand adulte	16 ans et +	>120	<b>6</b>	



Référence	Description	Qté/bte
7194000	QuadraLite, masque facial d'anesthésie, taille 4, grand adulte, avec lèvres verte, 22F (équivalent à un masque classique taille 5-6)	35 
7193000	QuadraLite, masque facial d'anesthésie, taille 3, moyen adulte, avec lèvres jaune, 22F (équivalent à un masque classique taille 3-5)	35 
7192000	QuadraLite, masque facial d'anesthésie, taille 2, petit adulte, avec lèvres blanche, 22F (équivalent à un masque classique taille 2-3)	25 
7191000	QuadraLite, masque facial d'anesthésie, taille 1, enfant, avec lèvres grise, sans anneau de fixation, 15M (équivalent à un masque classique taille 0-1)	30 
7089000	Anneau de fixation pour QuadraLite et EcoMask, 22F	150 

Faire une demande

 Produit à faible impact environnemental



33, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, Le Pérípole, 94127 Fontenay Sous Bois Cedex  
 T: +33 (0)1 48 76 72 30 F: +33 (0)1 48 76 91 38 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 et ISO 14001:2015

**Pensez-y avant d'imprimer**  
 Economisons les ressources.  
 Si vous devez imprimer ce document, faites-le recto verso.

IS5.24 FR • Issue 6 03.18