



## EcoMask™ II

Masques d'anesthésie transparents sans PVC,  
avec crochet de fixation et code-couleur



# EcoMask™ II

Masques d'anesthésie transparents sans PVC, avec crochet de fixation et code-couleur.

## Introduction

EcoMask II est une gamme de masques d'anesthésie, à usage unique.


De forme anatomique, la lèvre souple à code-couleur épouse le visage du patient, procurant ainsi l'étanchéité adéquate sans besoin d'exercer une forte pression sur le masque.

Contrairement à un masque à bourrelet classique en caoutchouc réutilisable, EcoMask II est léger pour une manipulation agréable et un meilleur confort du patient, et transparent pour un contrôle aisé des signes cliniques.

EcoMask II est disponible en 7 tailles, identifiées selon notre code-couleur harmonisé et est livré avec un crochet de fixation (sauf taille 0 et 1).

La gamme EcoMask II est sans PVC, pour un impact environnemental réduit.

## Caractéristiques et avantages



**eco** Sans PVC

## Informations de commande

<b>7096000</b>		<b>7095000</b>		<b>7094000</b>	
<b>7093000</b>		<b>7092000</b>		<b>7091000</b>	
<b>7090000</b>					

<b>7096000</b>	EcoMask II extra grand adulte, avec crochet de fixation	taille 6		20	
<b>7095000</b>	EcoMask II grand adulte, avec crochet de fixation	taille 5		25	
<b>7094000</b>	EcoMask II adulte moyen, avec crochet de fixation	taille 4		35	
<b>7093000</b>	EcoMask II petit adulte, avec crochet de fixation	taille 3		35	
<b>7092000</b>	EcoMask II pédiatrique, avec crochet de fixation	taille 2		25	
<b>7091000</b>	EcoMask II nourrisson	taille 1		35	
<b>7090000</b>	EcoMask II nouveau-né	taille 0		40	

ISS.6 Issue 6 08.10