




Canules nasales

Une gamme de produits pour toutes les catégories de patient



Oxygène & Aérosolthérapie ▪ Canules Nasales



Canules nasales

Canules nasales classiques


Une gamme conçue pour l'adulte, l'enfant ou le nouveau-né disponible dans un large choix de formes d'embouts pour convenir aux besoins de chaque patient. Chaque tubulure à oxygène est pourvue d'une lumière interne étoilée, permettant de maintenir le débit d'oxygène même en cas de plicature.

Egalement disponibles en version Satin


Canules conçues dans le matériau souple et satiné d'Intersurgical.

Formes des embouts


Les canules nasales sont déclinées selon les formes d'embout suivantes :




Courbes



Évasés



Courbes et évasés



Droits



Courbes avec
mousse de protection
Intersurgical EarGuards™

Canules nasales avec protections d'oreilles Intersurgical EarGuard™

Une gamme équipée de coussinets souples en mousse de silicone, afin d'aider à prévenir l'ulcération des oreilles du patient.



Canules nasales sans phtalates

Toutes les canules nasales présentes dans ce document sont désormais fabriquées à l'aide d'un matériau sans phtalates répondant aux préoccupations relatives à l'exposition au DEHP.





Tuyau oxygène à lumière interne étoilée

Permet de maintenir le débit d'oxygène même en cas de plicature du tuyau

Bague antiglisser

Permet à l'utilisateur d'adapter la longueur de la boucle pour un ajustement optimal

Sans phtalates

Pour répondre aux préoccupations relatives à l'exposition au DEHP

Matière transparente

Discrète et facilite la détection d'obstruction

Positionnement sur les oreilles

Stabilité et sécurité


(protections d'oreilles Intersurgical earGuards™ disponibles pour un confort accru)

Embouts souples

Minimisent l'irritation


Langue de maintien

Aide au positionnement optimum des embouts





Canules nasales adultes



1165002

REF	Description	Longueur	Qté/bte
1161000	Canule nasale adulte, embouts droits et tuyau	1.8m	50
1161004	Canule nasale adulte, embouts droits et tuyau	2.1m	50
1161008	Canule nasale adulte, embouts droits et tuyau	1.8m	280
1162000	Canule nasale adulte, embouts droits et tuyau	5.0m	20
1162004	Canule nasale adulte, embouts droits et tuyau	3.5m	25
1165001	Canule nasale adulte, embouts courbes et tuyau	2.1m	50
1169000	Canule nasale adulte, embouts droits, sans tuyau (à utiliser avec une rallonge)		100
1165000	Canule nasale adulte, embouts courbes et tuyau	1.8m	50
1161020	Canule nasale Satin adulte, embouts droits et tuyau	1.8m	50
1165020	Canule nasale Satin adulte, embouts courbes et tuyau	1.8m	50
1165002	Intersurgical EarGuard™, Canule nasale adulte, embouts courbes, tuyau et protections d'oreilles	2.1m	50
1165003	Intersurgical EarGuard™, Canule nasale adulte, embouts courbes, tuyau et protections d'oreilles	5.0m	40
1165021	Canule nasale Satin adulte, embouts courbes et tuyau	2.1m	50
1167000	Canule nasale adulte, embouts courbes/évasés et tuyau	1.8m	50
1168000	Canule nasale adulte, embouts courbes/évasés sans tuyau (à utiliser avec une rallonge)		100

Canules nasales pédiatriques et néonatales

REF	Description	Longueur	Qté/bte
1163000	Canule nasale pédiatrique, embouts courbes et tuyau	2.1m	50
1164000	Canule nasale néonatale, embouts courbes et tuyau	2.1m	50

IS10.8 FR ▪ Issue 13 02.25



7 bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne-La-Vallée Cedex 2
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié
ISO 14001:2015, ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016 et MDSAP

UK ▪ Australia ▪ Benelux ▪ Brazil ▪ Canada ▪ China ▪ Colombia ▪ Czech Republic ▪ Denmark ▪ France ▪ Germany ▪ Ireland ▪ Italy ▪ Japan
Lithuania ▪ Malaysia ▪ Mexico ▪ Norway ▪ Philippines ▪ Portugal ▪ Russia ▪ South Africa ▪ Spain ▪ Sweden ▪ Taiwan ▪ Turkey ▪ USA