



## Kits de Spirométrie Patient pour respirateurs d'anesthésie Philips®



Anesthésie ▪ Kits de Spirométrie Patient

## Kits de Spirométrie Patient

Les kits de spirométrie patient d'Intersurgical ont été conçus pour une utilisation sur les stations d'anesthésie Philips® équipées du système de mesure des gaz et des mouvements respiratoires.

Les kits de spirométrie patient consistent en un capteur de débit léger et une tubulure '3-en-1' de 2,3,4,5 ou 6 mètres.

### Capteurs de débit

Le capteur de débit est conçu pour monitorer simultanément les gaz anesthésiants et expiratoires ainsi que les mouvements respiratoires tels que les volumes, les débits et les pressions.

Le capteur de débit utilise 3 prises, une pour l'analyse de gaz sidestream et deux pour les mouvements respiratoires. Le capteur de débit, lorsqu'il est positionné au plus près du raccord patient, fournit une information précise en continu sur l'état de la ventilation spontanée du patient ou de la ventilation mécanique.

Les capteurs de débit sont fournis avec un capuchon sur la prise luer lock, si bien que la ligne de prélèvement des gaz peut être reliée sur une prise luer se trouvant plus proche du patient (par exemple sur le filtre).



### Tubulure '3-en-1'

La tubulure '3-en-1' est constituée d'une ligne de monitoring traditionnelle pour le prélèvement des gaz et de deux tuyaux pour la mesure des mouvements respiratoires. Le raccord vert se connecte sur le capteur de débit et le raccord blanc se connecte sur le moniteur.

Intersurgical propose dix kits de spirométrie patient, cinq pour l'adulte, et cinq pour la pédiatrie. Les deux capteurs de débit adultes et pédiatriques sont également disponibles séparément.

Référence	Description	Longueur	Qté./bte
2740016	Kit de spirométrie patient adulte pour respirateurs d'anesthésie Philips®	6.0m	25
2740015	Kit de spirométrie patient adulte pour respirateurs d'anesthésie Philips®	5.0m	25
2740014	Kit de spirométrie patient adulte pour respirateurs d'anesthésie Philips®	4.0m	30
2740013	Kit de spirométrie patient adulte pour respirateurs d'anesthésie Philips®	3.0m	20
2740012	Kit de spirométrie patient adulte pour respirateurs d'anesthésie Philips®	2.0m	20
2741016	Kit de spirométrie patient pédiatrique pour respirateurs d'anesthésie Philips®	6.0m	25
2741015	Kit de spirométrie patient pédiatrique pour respirateurs d'anesthésie Philips®	5.0m	25
2741014	Kit de spirométrie patient pédiatrique pour respirateurs d'anesthésie Philips®	4.0m	30
2741013	Kit de spirométrie patient pédiatrique pour respirateurs d'anesthésie Philips®	3.0m	20
2741012	Kit de spirométrie patient pédiatrique pour respirateurs d'anesthésie Philips®	2.0m	20
2742000	Capteur de spirométrie patient adulte		25
2743000	Capteur de spirométrie patient pédiatrique		25

Les kits de spirométrie patient d'Intersurgical sont compatibles avec les ventilateurs d'anesthésie Philips® suivants : Philips® IntelliSave® AX700, Dameca® Siesta i, Dameca® MRI 508, Dameca® Siesta i Whispa.

Philips®, IntelliSave® et Dameca® sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

ISS.29 • Issue 1 [fr] 10.14



**Intersurgical Sarl**  
33 av. de Lattre de Tassigny - Le Pérépole  
94127 Fontenay Sous Bois Cedex  
T: +33 (0)1 48 76 72 30 F: +33 (0)1 48 76 91 38  
info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr

**United Kingdom**  
info@intersurgical.com

**Deutschland**  
info@intersurgical.de

**Italia**  
info@intersurgical.it

**España**  
info@intersurgical-es.com

**Portugal**  
info@intersurgical.pt

**Nederland**  
info@intersurgical.nl

**Lietuva**  
info@intersurgical.lt

**Россия**  
info@intersurgical.ru

**Česká Republika**  
info@intersurgical.cz

**Taiwan**  
info@intersurgical.com.tw

**South Africa**  
info@intersurgical.co.za

**Philippines**  
info@intersurgical.ph

**Japan**  
info@intersurgical.co.jp

**USA**  
support@intersurgicalinc.com

**China**  
info@intersurgical-cn.com

